



# SYNTTERGY®

c o n s u l t

## VIRUSOLVE®+

Amity Limited

### DEZINFECȚIE SPORICIDĂ ȘI CURĂȚARE A DISPOZITIVELOR MEDICALE ȘI A SUPRAFEȚELOR DE ORICE TIP



**VIRUSOLVE®+**  
amity  
international

Virusolve®+ este un dezinfectant de nivel înalt (HLD). Formula nu conține aldehyde periculoase sau compuși ai clorului.

Virusolve®+ este un agent de curățare și dezinfecție terminală foarte eficient care acționează împotriva sporilor bacterieni, micobacteriilor, bacteriilor, fungilor și virusurilor. Produsul este destinat eliminării riscului de infecție încrucișată cu spori, TB, virusuri, funghi și bacterii.

Virusolve®+ inactivează microorganismele și le distruge prin inhibarea sintezei ARN. Produsul este inodor și incolor și este sigur de utilizat pe orice tip de suprafață.

### Principalele calități ale Virusolve®+

- ▶ Dezinfectant sporicid de nivel înalt și agent de curățare
- ▶ Nu conține aldehyde sau compuși ai clorului.
- ▶ 100% biodegradabil
- ▶ Necoroziv
- ▶ Nu aderă la suprafețe.
- ▶ Nu emană vapori.
- ▶ Dispozitiv medical de clasa IIb

### Ambalaj

#### Soluție RTU (gata de utilizare)

Pulverizator 750 ml  
Recipient 5 l  
Recipient 25 l  
Canistră 210 l  
IBC 1.000 l

#### Concentrat

Recipient 2,5 l  
Recipient 5 l  
Recipient 25 l  
Canistră 210 l  
IBC 1.000 l



**Performanță și protecție garantate prin controlul  
total al infecțiilor - în deplină siguranță!**

**SYNTTERGY CONSULT**

**BUCUREȘTI:** Strada Radovanu, Nr. 31-33, Sector 2,  
tel: +40 21 252 23 58/ 59, Fax : +40 21 252 07 60

**CLUJ-NAPOCA:** Aleea Prof. Valeriu Bologa, Nr. 3, Bl.2, Spațiul Comercial Nr.1,  
Telefon: +40 264 594 517, Fax: +40 264 447 507

www.synttergy.ro  
www.aihc.co.uk  
office@synttergy.ro



Ediția 2019-1



# SYNTTERGY®

c o n s u l t

## Utilizare

### ▶ Curățarea suprafețelor și a mediului spitalicesc:

▶ **Pentru dezinfecție de nivel mediu:** Diluați Virusolve®+ în apă, în raport 0,5% (5 ml concentrat/ litru apă) la 20°C.

▶ **Pentru dezinfecție de nivel înalt:** Diluați Virusolve®+ în apă, în raport 5% (50 ml concentrat/ litru apă) la 20°C. Dispensați soluție diluată Virusolve+ direct pe suprafața ce urmează să fie tratată și întindeți soluția pe întreaga suprafață cu o lavetă ce nu lasă scame.

Lăsați să acționeze 1 minut înainte de a curăța soluția sau de a înlătura prin periere depunerile de proteine, sânge și reziduuri organice. Depozitele rezistente pot fi îndepărtate mai ușor cu o perie aspră. Clătiți suprafața tratată cu apă curată, dacă este necesar.

### ▶ Echipamente și dispozitive medicale nesubmersibile

Aplicați soluție Virusolve®+ pe o lavetă textilă și ștergeți părțile importante ale dispozitivului/ echipamentului medical, asigurându-vă că întreaga suprafață tratată este în contact cu soluția timp de cel puțin 1 minut (ILD - nivel mediu) sau 5 minute (HLD - nivel înalt). Clătiți suprafața dispozitivului medical cu o lavetă umedă.

### ▶ Dispozitive medicale

**Pentru dezinfecția manuală a dispozitivelor și a echipamentelor medicale:**

#### Etapa 1:

Asigurați-vă că instrumentele au fost curățate bine în prealabil (cu produse din familia Viruzyme sau Virudent N Manual) și ulterior clătite.

#### Etapa 2:



▶ Diluați Virusolve®+ în apă, la concentrație de 5% (50 ml/ l).



▶ Înmuiați echipamentul medical în această soluție timp de 5-10 minute, asigurându-vă că toate canalele sunt acoperite cu soluție. Aceste condiții sunt necesare pentru a obține activitate bactericidă, fungică, virucidă, micobacterică și sporicidă.  
Notă: Asigurați-vă că toate cavitățile sunt acoperite cu soluție Virusolve®+ și că nu există bule de aer.



▶ Căliți cu apă sterilă și uscați cu material steril.

Dispozitivul medical este acum pregătit pentru utilizare.

Soluția Virusolve®+ a demonstrat eficiență la reutilizare în prezența factorilor de contaminare din sol organic și a încărcăturii microbiologice. Concentrația constituenților activi Virusolve+ trebuie verificată pe toată durata utilizării prin intermediul kitului de testare a concentrației sau a testelor bandă Virusolve+ Concentration. Produsul Virusolve+ trebuie eliminat din uz la 14 zile de la diluare, chiar dacă concentrația constituenților activi este la sau deasupra nivelului MEC. Pentru detalii, consultați PIBS 08-006.

## VIRUSOLVE®+ CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE SPORICIDĂ PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE ȘI TOATE TIPURILE DE SUPRAFEȚE.

### Proprietăți microbiologice Virusolve®+

Activ împotriva	Standarde	Timp de contact
Sporilor	EN13704 EN14347	2 minute 1 minut
Micobacteriilor	EN14348 Mycobacterium terrae Mycobacterium tuberculosis EN14563 Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 minut 1 minut 5 minute 5 minute
Bacteriilor	EN1276, EN13727, EN13629, EN14561	1 minut 5 minute
Virusurilor	EN 14476 Polio, Adeno & Noro HIV, Hep B & C	5 minute 1 minut
Fungilor/ Levurilor	EN1275, EN1650 EN13624, EN14562	1 minut 5 minute

**SYNTTERGY CONSULT**

**BUCHUREȘTI:** Strada Radovanu, Nr. 31-33, Sector 2,  
tel: +40 21 252 23 58/ 59, Fax : +40 21 252 07 60

**CLUJ-NAPOCA:** Aleea Prof. Valeriu Bologa, Nr. 3, Bl.2, Spațiul Comercial Nr.1,  
Telefon: +40 264 594 517, Fax: +40 264 447 507

www.synttergy.ro  
www.aihc.co.uk  
office@synttergy.ro



Ediția 2019-1