



SYNTTERGY®

c o n s u l t

NEW PATHFAST™

Mitsubishi Chemical Europe



PATHFAST™

MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE
LSI Medience Corporation

ANALIZOR AUTOMAT PENTRU DETECTIE MARKERI CARDIACI

- ▶ Cea mai inalta precizie din lume pe un echipament PoC*
- ▶ Rezultate neafectate de hemodiluție**
- ▶ 1 pana la 6 probe simultan, in doar 15 minute
- ▶ Meniu complet de teste pentru patologii cardiace: Troponina I HS, NTproBNP, CK-MB, D-Dimer, hsCRP si Mioglobina
- ▶ Intuitiv, meniu in limba romana
- ▶ Compact, dimensiuni reduse
- ▶ Test troponina HS cu algoritm validat pentru protocolul 0/1h

*5.1% CV la percentile 99 pentru Troponina I

**pana la 1000 mg/dl

SYNTTERGY CONSULT



BUCUREȘTI: Strada Radovanu nr 31-33, sector 2,
tel: +40 21 252 23 58/ 59, Fax : +40 21 252 07 60

CLUJ-NAPOCA: Aleea Prof. Valeriu Bologa Nr. 3, Bl.2, Parter,
Telefon: +40 264 594 517, Fax: +40 264 447 507

www.synttergy.ro
www.technomedica.co.jp
office@synttergy.ro






SYNTTERGY®

c o n s u l t

PRESEPSIN

Mitsubishi Chemical Europe

MARKER DE SEPSIS



Beneficii:

- Rezultatul se obține în maxim 15 minute
- Permite diagnosticarea rapidă și prognosticul sepsisului
- Ajută la stratificarea riscului la pacienții critici
- Monitorizează evoluția bolii
- Monitorizează răspunsul la terapia medicamentoasă
- Pe analizorul PATHFAST se pot lucra simultan până la 6 teste
- Proba de lucru din sânge integral sau plasmă

PRESEPSIN

MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE
LSI Medience Corporation

Valori cut-off Presepsin (pg/ml)

Semnificație

<300

Infecție sistemică puțin probabilă

<500

Infecție sistemică probabilă

<1000

Risc moderat de creștere
a infecției (șoc septic)

>1000

Risc crescut de creștere a infecției în
organism (șoc septic)
Risc crescut de mortalitate, la 30 de zile,
comparabil cu scorul APACHE \geq 25

SYNTTERGY CONSULT



BUCUREȘTI: Strada Radovanu nr 31-33, sector 2,
tel: +40 21 252 23 58/ 59, Fax : +40 21 252 07 60

CLUJ-NAPOCA: Aleea Prof. Valeriu Bologa Nr. 3, Bl.2, Parter,
Telefon: +40 264 594 517, Fax: +40 264 447 507

www.synttergy.ro
www.technomedica.co.jp
office@synttergy.ro

