

NEW PATHFAST™

Mitsubishi Chemical Europe



PATHFAST™

MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE
LSI Medience Corporation

ANALIZOR AUTOMAT PENTRU DETECȚIE MARKERI CARDIACI

- ▶ Cea mai înaltă precizie din lume pe un echipament PoC*
- ▶ Rezultate neafectate de hemodiluție**
- ▶ 1 până la 6 probe simultan, în doar 15 minute
- ▶ Meniu complet de teste pentru patologii cardiace: Troponina I HS, NTproBNP, CK-MB, D-Dimer, hsCRP și Mioglobina
- ▶ Intuitiv, meniu în limba română
- ▶ Compact, dimensiuni reduse
- ▶ Test Troponina I HS cu studiu de validare al algoritmului pentru 0/1h

*6,1% CV la percentila 99 pentru Troponina I HS

**până la 1000 mg/dl

SYNTTERGY CONSULT



BUCUREȘTI: Strada Radovanu, Nr. 31-33, Sector 2,
tel: +40 21 252 23 58/ 59, Fax : +40 21 252 07 60


CLUJ-NAPOCA: Aleea Prof. Valeriu Bologa, Nr. 3, Bl.2, Spațiul Comercial Nr.1,
Telefon: +40 264 594 517, Fax: +40 264 447 507

www.synttergy.ro
www.pathfast.eu
office@synttergy.ro

Troponină I Înalt Sensibilă

Mitsubishi Chemical Europe

hs-cTnI



Beneficii:


- Singurul test de Troponină Înalt Sensibilă pe un echipament PoC ce respectă recomandările IFCC și ESC
- Cea mai înaltă precizie din lume pe un echipament PoC* pentru o valoare prag de 29 ng/L
- Permite cuantificarea nivelurilor de troponină la indivizii sănătoși**
- Algoritme de includere/excludere la 0/1 h și 0/3 h pentru pacienții NSTEMI, validate prin studii clinice, conform recomandărilor ESC
- Permite diferențierea între pacienții cu sindroame coronariene acute și cei cronici
- Oferă rezultate rapide din sânge integral sau plasmă

hs-cTnI

MITSUBISHI CHEMICAL EUROPE
LSI Medience Corporation

*6,1% CV la percentila 99 pentru Troponina I HS, conform IFCC 2016

** peste 66% dintre indivizii sănătoși



SYNTTERGY CONSULT



BUCUREȘTI: Strada Radovanu, Nr. 31-33, Sector 2,
tel: +40 21 252 23 58/ 59, Fax : +40 21 252 07 60

CLUJ-NAPOCA: Aleea Prof. Valeriu Bologa, Nr. 3, Bl.2, Spațiul Comercial Nr.1,
Telefon: +40 264 594 517, Fax: +40 264 447 507

www.synttergy.ro
www.pathfast.eu
office@synttergy.ro

