

HEMOCHRON Signature Elite

Echipament automat de monitorizare
a coagulării tip Point-Of-Care



CARACTERISTICI:

- ▶ Teste măsurate: ACT, aPTT, PT/INR
- ▶ Volum de probă: <50 µl de sânge
- ▶ Rezultate afișate pe ecran și/sau tipărite
- ▶ Rezultatele ACT+ NU sunt afectate de hemodiluție sau hipotermie
- ▶ Portabil

SIGNATURE ELITE
Accriva
diagnostics

CONSUMABILE:

Denumire produs	Observații
Cuvete pentru determinarea ACT – tip ACT+	Sensibil la niveluri de heparină cuprinse între 1 – 6 U/ml Pentru centrele de chirurgie cardiovasculară
Cuvete pentru determinarea ACT – tip ACT-LR	Sensibil la niveluri de heparină cuprinse între 0 – 2.5 U/ml Pentru centrele de cateterism cardiac, hemodializă, hemofiltrare și ECMO
Cuvete pentru determinarea PT/INR	Pentru monitorizarea tratamentului cu anticoagulante orale Util în UPU, ATI, cardiologie și neurologie
Cuvete pentru determinarea PT/INR pentru sânge recoltat pe citrat	
Cuvete pentru determinarea aPTT	Sensibil la niveluri de heparină cuprinse între 0 – 1.5 U/ml Util în UPU, ATI, chirurgie, cardiologie și neurologie
Cuvete pentru determinarea aPTT pentru sânge recoltat pe citrat	

În toate spitalele din lume există mai multe echipamente Hemochron decât orice alt echipament de coagulare tip Point-Of-Care.

SYNTTERGY CONSULT



BUCUREȘTI: Strada Radovanu nr 31-33, sector 2,
tel: +40 21 252 23 58/ 59, Fax : +40 21 252 07 60

CLUJ-NAPOCA: Aleea Prof. Valeriu Bologa Nr. 3, Bl.2, Parter,
Telefon: +40 264 594 517, Fax: +40 264 447 507

www.synttergy.ro
office@synttergy.ro