

Monnal™ T60 Advanced

MONITORIZARE AVANSATĂ PENTRU PACIENȚII CRITICI SUPPORT VENTILATOR INVAZIV SAU NEINVAZIV PENTRU PACIENȚII CU DETRESĂ RESPIRATORIE ACUTĂ

Adaptabil în diferite medii și situații specifice

În spital, pentru:

- Terapie intensivă, monitorizare postresuscitare și postoperatorie
- Departamentul de urgență
- Transferul inter-spitale

În afara spitalului, îndeplinind cerințele situațiilor de urgență:

- Unități mobile terestre și aeriene, elicoptere, avioane și transport medical pe distanțe lungi



 **Air Liquide**
HEALTHCARE


FUNȚII PENTRU DIFERITE DEPARTAMENTE

- Integrează mod APRV (permite ventilația invazivă la 2 niveluri de presiune asincrone)
- Monitorizează ventilația de protecție și ventilația spontană
- Integrează soluția CPV pentru gestionarea stopului cardiorespirator
- Funcție ECLS (ExtraCorporeal Life Support)
- Funcție Hflow (oxigenoterapie nazală cu flux mare)
- Ventilația este menținută chiar și în cazul lipsei sursei de O₂, datorită autonomiei electrice și turbinei


SYNTERGY[®]
c o n s u l t

Monnal™ T60 Advanced

RESPIRAȚIE PENTRU TRANSPORTUL PACIENȚILOR CRITICI



MOBIL, AUTONOM, VERSATIL

- **SOLUȚIA** pentru transportul pacienților critici
- **Mod unic de ventilație** dedicat resuscitării cardio-pulmonare: **CPV**
- Moduri de ventilație: **(A)VCV, (A)PCV, SIMV/PSIMV, PSV, PRVC, PS-Pro, CPAP, APRV, CPV**
- Ușor și compact – 5 kg cu husă și acumulator suplimentar
- Ventilează pacienți cu greutate între 3 și 200 kg
- FiO₂ ajustabil de la 21 la 100%
- Autonomie mare de funcționare – minim 5 ore cu acumulatori interschimbabili
- Robust și rezistent – protecție a conexiunilor, ansamblu expirator integrat în echipament



BUCUREȘTI: Strada Radovanu 31-33, Sector 2
Tel: +40 21 252 23 58/59, Fax: +40 21 252 07 60

CLUJ-NAPOCA: Aleea Prof. Valeriu Bologa 3, Bl. 2,
Spațiul Comercial Nr. 1; Tel: +40 264 594 517

www.synttergy.ro, office@synttergy.ro

